

**Wakopak<sup>®</sup> Wakosil**

# HPLCアプリケーション

2,4-D の分析

分野：環境・農薬

2,4-D の分析

Column ; Wakosil-II 5C18-100(4.6 \* 150mm)  
Eluent ; CH<sub>3</sub>CN/1% CH<sub>3</sub>COOH = 50/50(V/V)  
Flow rate ; 1.0ml/min. at 35  
Detector ; UV 280nm, 0.02AUFS.  
Sample ; 1) 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid)  
10mg/L (10ppm) eluent  
20 μl inject

