

HPLCアプリケーション

生体関連試料 VMA・HVAの分析 2

分野：生体関連

VMA・HVAの分析

Column ; Wakosil-II 3C18HG (4.6 * 150mm)
Eluent ; CH₃CN/pH3.0 100mM KH₂PO₄ H₃PO₄
=10/90(v/v), 3mM SOS
Flow rate; 0.8ml/min. at 40
Detector ; UV230nm, 0.32AUFS.
Sample ; 1) VMA
2) CR
3) DA
4) HVA
100 μg/ml, 5 μl inject

