

Wakopak[®] Wakosil

HPLCアプリケーション

有機酸の分析

分野：食品関連

有機酸の分析

Column ; Wakosil-II 5C18-100 (4.6 * 250mm)
Eluent ; 50mM NH₄H₂PO₄, 50mM H₃PO₄ (pH 2.0)
Flow rate ; 1.0ml/min. at 35
Detector ; UV 210nm, 0.08 AUFS
Sample ; 1) Oxalic Acid (0.02mg/ml)
2) Malic Acid (0.4mg/ml)
3) Lactic Acid (0.4mg/ml)
4) Acetic Acid (0.4mg/ml)
5) Citric Acid (0.4mg/ml)
6) Succinic Acid (0.4mg/ml)
10 μl inject

