

マイクロプレートシーラー PS-901L

簡易型低温タイプ

- ・ 低温加熱タイプ
- ・ 各種PP・PS等マイクロプレートを簡単シール
(96well, 384well, 1536well 等)
- ・ イージーピール・パーマネント フィルム両対応
- ・ 簡単操作で完全圧着シール



製品概要

PS-901L 簡易型低温マイクロプレートシーラーは、パーマネントフィルムだけでなく、低温イージーピールフィルムにも対応しています。96well、384well、1536well等の各種マイクロプレートに簡単にシールを完全圧着できます。シールされたマイクロプレートは、試料の蒸発がないため、保存および運搬に適します。フィルムは最適のサイズにカットされており、切り屑の発生もなく、シール後のプレートの積み重ねも可能です。



イージーピールフィルム
手で簡単に剥がせ、フィルムを交換して再シール・再保存が可能です。



パーマネントフィルム
チップは簡単に貫通できます。マイクロプレートは使いきりです。

主な仕様

処理時間	5～30秒 / 枚
フィルムセット法	手動セット
加熱温度	室温～200 任意設定
加熱時間	0.1秒～10秒 任意設定
プレス方法	モーターでプレス(エア不要)
スタート方法	パネルスイッチ
安全機構	過熱防止機構
対応フィルム	パーマネントシートPP 100枚 (PN-100S) MEPL5-100S 低温イージーピールシート MCEP-100S 透明イージーピール シートフィルム
寸法	W255 × D240 × H390 (mm)
重量	20Kg
電源	AC100V 300W

コード No.	品名	容量	対応プレート材質	希望納入価格(円)
291-33321	PS-901L 簡易型低温マイクロプレートシーラー	1台	-	1,150,000
298-37851	パーマネントシートPP 100枚 (PN-100S)	100枚	PP	12,000
297-34261	MEPL5-100S 低温イージーピールシート	100枚	PP/PS	14,000
290-34511	MCEP-100S 透明イージーピール シートフィルム	100枚	PP/PS	14,000

希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

本カタログの内容は、予告なしに仕様、デザインを変更する事があります。 本カタログの記載内容は、2013年9月現在のものです。

[製造元] マイクロニクス株式会社

[販売元]

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)

●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)

●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (代)

●横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

●中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)

●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)

●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)