

ひょう量: 220g～12kg / 最小表示: 0.001g～0.1g

バックライト液晶表示

専用風防

AJII series 高精度電子天びん 音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

高精度・多機能
音叉式カセンサ搭載のスタンダードモデル

特長

- はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
- 音叉式カセンサ搭載のベース機種 様々な用途に幅広く対応
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- RS-232C 標準装備
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品



AJII-2200



AJII-220

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、湿度80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P) 標準装備

型式	AJII-220	AJII-320	AJII-420	AJII-620	AJII-1200	AJII-2200	AJII-3200	AJII-4200	AJII-6200	AJII-12K
ひょう量(Max)	220g	320g	420g	620g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.003g	±0.003g	±0.004g	±0.01g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.1g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				W170×D140mm	W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	182×235×168mm(風防を含む)				182×235×75mm	192×265×87mm				
税抜価格	¥72,000	¥77,000	¥98,000	¥118,000	¥61,000	¥79,000	¥83,000	¥103,000	¥123,000	¥81,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	NiCd充電式電池駆動(12時間充電、24時間駆動)	¥12,000
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

電子天びん・はかり

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R機能

A C R機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R通信

RTS無償ダウンロード