

ひょう量:220g～21kg／最小表示:0.001g～0.1g

蛍光表示 専用風防

床下ひょう量

HJ II series/HJR II series

校正分銅内蔵型

高精度電子天びん 音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

高精度・多機能・操作性を凝縮
多様な計量用途に対応

特長

- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ (HJ II-21Kを除く)
- ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
- クラス最大級の200mm角の大きな計量皿 (HJ II/HJR II-220～620、HJ II-21Kを除く)
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品



HJ II/HJR II-220



HJ II/HJR II-220

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 HJ II……外部校正分銅による手動スパン調整
HJR II……内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
周辺機器出力 (Din 8P) 標準装備

【ベーシックモデル】

| 型式 | HJ II-220 | HJ II-320 | HJ II-420 | HJ II-620 | HJ II-1200 | HJ II-2200 | HJ II-3200 | HJ II-4200 | HJ II-6200 | HJ II-8200 | HJ II-12K | HJ II-15K | HJ II-21K |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ひょう量 (Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 8200g | 12kg | 15kg | 21kg |
| 最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.2g |
| 再現性 (σ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 計量皿寸法 | W140×D120mm | | | | W200×D200mm | | | | W250×D220mm | | | | |
| 外形寸法 (WDH) | 220×333×190mm (風防を含む) | | | | 220×333×88mm | | | | 260×330×111mm | | | | |
| 税抜価格 | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥129,000 | ¥139,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥99,000 | ¥129,000 | ¥145,000 | ¥95,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥195,000 |

【校正分銅内蔵型】

| 型式 | HJR II-220 | HJR II-320 | HJR II-420 | HJR II-620 | HJR II-1200 | HJR II-2200 | HJR II-3200 | HJR II-4200 |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ひょう量 (Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
| 再現性 (σ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 計量皿寸法 | W140×D120mm | | | | W200×D200mm | | | |
| 外形寸法 (WDH) | 220×333×190mm (風防を含む) | | | | 220×333×88mm | | | |
| 税抜価格 | ¥99,000 | ¥124,000 | ¥140,000 | ¥160,000 | ¥99,000 | ¥99,000 | ¥124,000 | ¥140,000 |

オプション

| 型式 | 製品名 | 税抜価格 |
|-----|--|---------|
| -BT | バッテリー駆動 (15時間充電、6時間駆動) ※HJR IIを除く | ¥45,000 |
| -BZ | 外付けブザー出力 (判別結果をブザーで知らせる) | ¥20,000 |
| -LM | リレー出力 (Dsub 25P) | ¥35,000 |
| -LS | フルバック出力 (BZ+LM) | ¥50,000 |
| -R4 | RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P) | ¥25,000 |
| -DU | 床下ひょう量 (下吊り) ※HJ (R) II-1200～15Kのみ対応 HJ (R) II-220～620、21Kは標準内蔵 | ¥10,000 |
| -DK | 比重測定キット ※HJ (R) II-220～620のみ | ¥50,000 |

注意:-BT、-LM、-LSの併用はできません。

周辺機器

| 型式 | 製品名 | 税抜価格 |
|------------|------|----------|
| CSP-240 | プリンタ | ¥120,000 |
| CSP-160 II | プリンタ | ¥65,000 |

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

IR通信

RTS無償ダウンロード

※HJ II seriesのみ