

分析用電子天びん

HTR series

世界初!! 音叉式分析天びん 機能・性能を向上させたリニューアルモデル

- 高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- 校正時機を知らせるアドバイス CAL 機能を搭載
- 耐振動性を強化し表示の安定性を向上*
- 「フリーキー」を搭載し操作性を向上*
- パスワードによるセキュリティ管理が可能

※当社従来品との比較



機能名 フリーキー



音叉センサ
5年保証

型式	HT84R	HT124R	HT224R
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg(0.0001g)		
税抜価格	¥138,000	¥155,000	¥165,000

未来をはかる——

新光電子株式会社

<http://www.vibra.co.jp> E-mail: info@vibra.co.jp

本社・東京 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11
TEL: 03-3831-1051 FAX: 03-3831-9659

関 西 〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2 名 古 屋
TEL: 078-921-2551 FAX: 078-921-2552

〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL: 052-561-1138 FAX: 052-561-1158