

吸光プレートリーダー Infinite[®]F50R 年度末キャンペーン

期間：2017.12.15～2018.2.28



フィルター方式
インフィニット F50R /PCセット

標準フィルター 405/450/492/620nm

キャンペーン価格

680,000円

(希望納入価格 1,150,000円)

メンテナンスフリー長寿命LEDランプ搭載
マイクロプレートリーダー
8ウェル同時測定の高速度測定
測定範囲：0～4.0 OD
幅347mm×奥行189mm×高さ134mm
重量3kg以下とコンパクト

注文コード No. 550-01851

セット内容 (吸光プレートリーダー + PC + 解析ソフト)

PLATEmanagerV5

ELISA解析に最適な日本語解析
ソフトウェア
1次、2次、4パラメータ等の検量
線作成 / 濃度演算可能
Windows 対応



ノートパソコン

制御用ノートパソコン付属
(Officeインストールモデル)
(機種は予告なく変更する
ことがあります。)



・パンフレットに収載の製品は試験研究用機器です。疾病の診断にはご使用になれません。

製造：TECAN Austria GmbH、輸入：テカンジャパン株式会社、販売：和光純薬工業株式会社

和光純薬工業株式会社



生化学検査用キット

LabAssay™ シリーズ

ラボアッセイ™シリーズはヒト、マウスなど動物試料を対象とした生化学検査用キットです。マイクロウェルプレートを用いて測定するため、必要となる検体量が少量ですみ、一度に多検体を測定することができます。

この度、アンモニア窒素を測定する『ラボアッセイ™アンモニア』がラインアップに加わりました。

ラボアッセイ™シリーズは研究用試薬ですので、診断用に使用することはできません。

製品ラインアップ

コードNo.	品名 / 測定項目	対象動物種	対象検体	検量線範囲	検体量	測定時間	測定波長	容量	希望納入価格(円)
295-78901	アンモニア / アンモニア窒素	マウス、ラット、ヒト	血液	100~400µg/dL	70µL	約70分	630nm	700回用	20,000
291-58601	ALP/ALP	マウス、ヒト	血清	0.0625~0.5mmol/L	20µL	約20分	405nm	900回用	20,000
294-65801	コレステロール/コレステロール	マウス、ヒト	血清	50~592.2mg/dL	2µL	約10分	主波長600nm 副波長700nm	1,000回用	24,000
290-65901	クレアチニン/クレアチニン	マウス、ヒト	血清/尿	2.5~10mg/dL	50µL	約40分	520nm	500回用	20,000
298-65701	グルコース/グルコース	マウス、ヒト	血清	50~500mg/dL	2µL	約10分	主波長505nm 副波長600nm	1,000回用	26,000
294-63601	NEFA / 遊離脂肪酸 (NEFA)	マウス、ヒト	血清	0.5~1.97mEq/L ※オレイン酸1mEq=1mmol	4µL	約20分	550nm	750回用	40,000
296-63801	りん脂質/りん脂質	マウス、ヒト	血清	150~596.1mg/dL	2µL	約10分	主波長600nm 副波長700nm	1,300回用	35,000
290-63701	トリグリセリド / トリグリセリド	マウス、ヒト	血清	100~888mg/dL	2µL	約10分	主波長600nm 副波長700nm	1,000回用	35,000

ラボアッセイ™シリーズ パンフレット



ラボアッセイ™シリーズパンフレットをご用意しております。パンフレットをお求めの方は弊社担当営業もしくは、弊社販売代理店までご請求ください。

また、製品詳細については、下記検索下さい！！

和光 ラボアッセイ 検索

Ref...2~10℃保存 [F]...-20℃保存 [80]...-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。

特定 I...特定毒物 II I II III...劇物 ...毒薬 ...劇薬 ...危険物 ...向精神薬 ...特定麻薬向精神薬原料

...化審法 第一種特定化学物質 ...化審法 第二種特定化学物質 ...化学兵器禁止法 第一種指定物質 ...化学兵器禁止法 第二種指定物質 ...カルタヘナ法

覚せい剤取締法...「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 国民保護法...生物・毒薬兵器の製造、使用防止のため、「毒薬等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 毒薬等

上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<http://www.siyaku.com/>) をご参照ください。

- 本パンフレットに掲載している製品は、試験・研究の目的にのみご使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 価格には別途消費税がかかります。
- 希望納入価格は2017年12月現在の情報です。予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。

和光純薬工業株式会社

本社: 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

- 九州営業所 TEL: 092-622-1005
- 中国営業所 TEL: 082-569-8095
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788
- 藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278
- 東北営業所 TEL: 022-222-3072
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285

フリーダイヤル: 0120-052-099 フリーファックス: 0120-052-806