

Spectral Cell Analyzer SA3800 期間限定 特別価格キャンペーン

10台限定

多数のサンプルを高速・簡便に解析できる
全自動スペクトル型セルアナライザー SA3800

キャンペーン期間中に対象商品をご購入のお客様には
大変お得な特別価格にてご提供します。

期 間

2018年10月～2019年1月受注分
(2019年3月末までの納品分)

対象モデル/価格

価格はいずれも税別です

対象モデル (製品番号)	通常 希望小売価格		特別 希望小売価格
SA3800AA (488nm, 3D AutoSampler モデル)	¥17,000,000	⇒	¥10,800,000
SA3800BA (488nm/638nm, 3D AutoSampler モデル)	¥19,000,000	⇒	¥11,800,000

堅牢性の高い「3D AutoSampler」を搭載した SA3800 が
様々な面でお客様の研究をサポートします。

- ・「手間要らずの快適ワークフロー」
- ・「運用コスト削減」
- ・「先進スペクトル方式による高精度解析」
- ・「高い再現性の追求」

是非この機会に導入をご検討下さい。



ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社
メディカルビジネスグループ
ライフサイエンス営業部
国内営業課

TEL : 0120-667-010 / FAX: 0120-388-060

E-mail : cytometry@sony.co.jp

WEB : <http://www.sony.co.jp/LS>

販売代理店



Spectral Cell Analyzer SA3800 は実験にかかる 手間・時間・コストを削減し、多数サンプルの測定とデータ解析を 必要とされる研究者を強力にサポートします！

簡便&迅速化につながる様々な機能を搭載

手間要らずの 快適ワークフロー

- 先進機能で多数サンプルの全自動測定をサポート

ハイスピード測定

96ウェルプレート 1枚あたり25分*1

*1 高速モード、1ウェルあたりデータ取得時間が2秒の場合

充実の攪拌性能

3D 揺動によりボルテックスミキサー並みの混和効果

イベントレート監視機能

オートサンプラーでの自動測定における不安点である空気混入や空吸い、吸い切り等をイベントレートから検知し自動的に復旧します。多数サンプルなど長時間におよぶ測定も機器に任せて他の作業を行えるので、実験全体の作業効率が向上し運用コスト削減にもつながります。

10L タンクシステム (オプション)

長時間の連続測定をされるお客様向けに、標準の5倍容量の [10L タンク システム]をご用意しています。

- コスト削減につながるポイント

スペクトラルリファレンスライブラリー機能

毎回の単染色サンプルの調製/測定や蛍光補正が不要で時間もコストも削減できます。

専用シース液不要

年間運用コストを30万円-50万円超※カット

予算を他の実験消耗品や小型機器の購入に回せます！

※他社製FCMとの比較で、当社が別に定めた測定条件での使用の場合

- スペクトル方式固有の機能

自家蛍光ファインダー機能

ウィザード形式で自家蛍光スペクトルを見つける手順をガイド。自家蛍光が高い組織由来の細胞、刺激などで自家蛍光が上昇する細胞を用いて実験される研究者の解析精度を向上させます。

Standardization Mode

標準蛍光ビーズを基準にした強度標準化機能を搭載。異なる装置間で取得したデータ、同一装置の異なる日に取得したデータを比較可能にする高い再現性を実現します。

運用コスト削減

先進 スペクトル方式 による 高精度解析

高い再現性の追求

詳しくはウェブで



動画を交えてご紹介しています