

新製品

超低付着性細胞培養器材

20% OFF!!

CellSeed
Regenerate the Future

HydroCell™ フラスコ 新発売キャンペーン

HydroCell™ に
フラスコタイプ
(T25 および T75) が
登場!

キャンペーン期間 2017年12月1日~2018年2月28日迄

対象商品

HydroCell™

NEW T75 フラスコ

20% OFF!!


~~¥42,000~~ → **¥33,600**

HydroCell™

NEW T25 フラスコ

20% OFF!!

~~¥17,000~~ → **¥13,600**



細胞の超低付着性能はそのまま。
フラスコタイプだから


コンタミネーション
リスクの軽減

より広い培養面積で
多数の細胞の
回収が可能
(T75 タイプの場合)

エアロゾルによる
交差リスクの軽減



iPS 細胞スフィア形成




HydroCell™

他社製低附着細胞培器材

ヒト iPS 細胞（国立成育医療研究センター 梅澤明弘先生樹立）でスフィア形成を行ったところ、**HydroCell™** では確実にスフィア形成されたが（写真左）、他社製品では壁面への接着が見られた（写真右）。

（国立成育医療研究センター 梅澤明弘先生ご提供）

メチルセルロース添加により 均一なスフェロイドの形成が可能




A-549

NRK

※メチルセルロース（400cps）濃度 0.6%

その差歴然！ 優れた低附着性能がもたらす確かなアプリケーション



① HydroCell™

②従来の低附着性器材

- ① **HydroCell™**、②従来の低附着性器材でマウス腹腔マクロファージを 24 時間培養。
① **HydroCell™** では 99% 超の細胞が浮遊しているのに対し、②では細胞が付着。

参考文献：

"Neurosphere generation from dental pulp of adult rat incisor." R.Sasaki, S.Aoki, M.Yamato, H.Uchiyama, K.Wada, T.Okano and H.Ogiuchi. The European journal of neuroscience, 27, 538-548 (2008)

"Living cell positioning on the surface of gold film for SPR analysis." Y.Yanase, H.Suzuki, T.Tsutsui, I.Uechi, T.Hiragun, S.Mihara and M.Hide. Biosensors & bioelectronics., 23, 562-567 (2007)

"A new approach to isolation and culture of human Kupffer cells." Edward B. Alabraba, Stuart M. Curbishley, Wai K. Lai, Stephen J. Wigmore, David H. Adams, Simon C. Afford. Journal of Immunological Methods., 326, 139-144 (2007)

HydroCell™ シリーズには
フラスコタイプ以外にも
様々なラインナップがあります！
（キャンペーン対象外）



フラスコならではの使いやすさを皆様に体験いただけるよう
期間中に限り、**20%OFF** でご提供いたします。

新発売キャンペーン価格対象商品：**NEW HydroCell™** フラスコ 2サイズ（T75・T25）

品名	サイズ (mm)	表面積	容量	品番	包装	希望販売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
T75 フラスコ	81 (W) × 125 (L) * * キャップおよびネックを除く	75cm ²	260mL	CSF075	20 個	¥42,000	¥33,600
T25 フラスコ	50 (W) × 76 (L) * * キャップおよびネックを除く	25cm ²	70mL	CSF025	12 個	¥17,000	¥13,600

**20%
OFF!!**

※仕様は改良のため、予告なく変更する事があります。

※本製品は、医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断および研究などその使用目的にかかわらず、人体には使用しないでください。

販売代理店

和光純薬工業株式会社

フリーダイヤル：0120-052-099

E-mail：labchem-tec@wako-chem.co.jp

販売代理店

CellSeed
Regenerate the Future

株式会社セルシード

〒135-0064 東京都江東区青梅 2-5-10 テレコムセンタービル東棟 15F

Email：sales.ccw@cellseed.com URL：www.cellseed.com

OIC-17-006

本紙内容は予告なしに変更される場合がございますのでご了承ください。