



デキストラン硫酸ナトリウム お試しキャンペーン



キャンペーン期間

2018年6月1日(金) ~ 8月31日(金)

デキストラン硫酸ナトリウム (DSS) は潰瘍性大腸炎のモデル動物作成のほか、臨床医学、分子生物学、生物医学、さらには化粧品等の様々な分野での利用が期待されます。MPバイオメディカルのDSSは高い品質、純度そして再現性を有しています。

特長

- 水溶性ポリアニオン
- 透明な溶液で、天然のムコ多糖類を模倣
- 高純度で高い安定性
- 生態系で容易に分解
- 分解しやすい天然成分の安定化剤として作用


物性

- 高い硫黄含有率 - 19%
- 高いキラリティー - 比旋光度+104°
- 低いpH - 6.2 (1%溶液)


注目

Bambaらは (2012)、化学的特性、細胞毒性作用および大腸炎の重症度を検査するため、3種類の異なるDSS製剤の比較分析を実施しました。彼らの研究の結論として、体重の推移、DAIスコア、大腸の重量と長さ、そして組織学的スコアで示された結果から、MP Biomedicals社供給のデキストラン硫酸ナトリウムが最も重症度の高い大腸炎を誘発させることがわかりました。

Changes in the body weight of DSS-induced colitis mice.



Bamba, S. et al (2012) 消化器疾患と科学, 57 (2), pp. 327-334.



対象製品

20%OFF

コードNo.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
597-18793	160110	デキストラン硫酸ナトリウム MW36,000-50,000	10g	16,500	13,200
599-18792			25g	29,700	23,760
595-18794			50g	53,200	42,560
591-18791			100g	98,500	78,800
593-18795			500g	349,500	279,600

▼ サンプルプレゼント中！ ▼



応募期間

2018年6月1日～2018年8月31日 まで

プレゼント製品

デキストラン硫酸ナトリウム MW36,000-50,000 **1g**

この機会に是非お試しください！

▽ お申込 ※ご記入後、FAXでお申込ください。

FAX : 03-3270-8547

ご氏名		E-mail	
会社名		部署	
TEL		代理店	

※ なお、サンプルのご提供は1研究室、1部署に1本までとさせていただきます。予めご了承ください。

- 本パンフレットに掲載している製品は、試験・研究の目的にのみご使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 価格には別途消費税がかかります。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬(株)の販売代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

製造・発売元 **株式会社エムピーバイオジャパン**

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目7-14
TEL : 03-6667-0730 (代表)

販売元 **富士フィルム 和光純薬株式会社**

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL : 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL : 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
フリーファックス 0120-052-806

試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>