

各種細胞培養にご利用ください！

細胞培養用 液体培地

Ver. 3-4



液体培地

弊社では、D-MEM、E-MEM、RPMI-1640 などの液体培地を取り揃えています。ろ過滅菌済みですので、培養温度(37 付近)に温めてそのままご利用ください。

【品質試験】マイコプラズマ試験、エンドトキシン試験、無菌試験、細胞増殖能試験 適合

| 品名 | L-グルタミン | フェノールレッド | ピルビン酸 | HEPES | コード No. | 容量 | 希望納入価格(円) |
|--|---------|----------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| D-MEM (High Glucose) | | | - | - | 044-29765 | 500ml | 1,250 |
| | | | | - | 043-30085 | 500ml | 1,250 |
| | | | - | | 048-30275 | 500ml | 1,800 |
| | - | | - | - | 045-30285 | 500ml | 1,250 |
| | - | - | - | - | 040-30095 | 500ml | 1,250 |
| D-MEM (Low Glucose) | | | | - | 041-29775 | 500ml | 1,250 |
| E-MEM | | | - | - | 051-07615 | 500ml | 1,200 |
| G-MEM | | | - | - | 078-05525 | 500ml | 2,000 |
| MEM | | | | - | 135-15175 | 500ml | 1,200 |
| RPMI-1640 | | | - | - | 189-02025 | 500ml | 1,250 |
| | | | | | 187-02021 | 1L | 2,400 |
| | | | - | | 189-02145 | 500ml | 1,550 |
| | - | - | - | - | 186-02155 | 500ml | 1,250 |
| | | | | - | 183-02165 | 500ml | 1,250 |
| Ham s F-12 | | | | - | 087-08335 | 500ml | 1,200 |
| Ham s F-12K (Kaighn s Modification) | | | | - | 080-08565 | 500ml | 3,800 |
| D-MEM / Ham s F-12 | | | | - | 048-29785 | 500ml | 1,250 |
| | | | | | 042-30555 | 500ml | 1,600 |
| | | - | | - | 045-30665 | 500ml | 6,000 |
| | - | | | | 042-30795 | 500ml | 1,600 |

平衡塩溶液

細胞内外の浸透圧平衡を維持しながら細胞の洗浄や希釈を行う際にご利用ください。

【品質試験】マイコプラズマ試験、エンドトキシン試験、無菌試験 適合

| コード No. | 品名 | 規格 | 容量 | 希望納入価格(円) |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-----------|
| 045-29795 | D-PBS(-) | 細胞培養用 | 500ml | 1,200 |
| 048-29805 | 10 × D-PBS(-) | 細胞培養用 | 500ml | 2,300 |
| 166-23555 | PBS(-) | 細胞培養用 | 500ml | 1,600 |
| 084-08345 | HBSS(-) with Phenol Red | 細胞培養用 | 500ml | 1,200 |
| 084-08965 | HBSS(+) without Phenol Red | 細胞培養用 | 500ml | 1,600 |

: D-PBS(-)は、KCl を含んでいます。PBS(-)は KCl を含んでいません。

細胞培養用製品

| コード No. | 品名 | 規格 | 容量 | 希望納入価格(円) |
|------------------------|---|-------|----------------|----------------|
| 202-16931 204-16935 | 0.05w/v% Trypsin-0.53mmol/l EDTA・4Na Solution with Phenol Red | 細胞培養用 | 100ml 500ml | 1,800 6,800 |
| 209-16941 201-16945 | 0.25w/v% Trypsin-1mmol/l EDTA・4Na Solution with Phenol Red | 細胞培養用 | 100ml 500ml | 1,800 6,800 |
| 208-17251 | 0.5w/v% Trypsin-5.3mmol/l EDTA・4Na Solution without Phenol Red (× 10) | 細胞培養用 | 100ml | 4,200 |
| 206-17291 | 0.5w/v% Trypsin-5.3mmol/l EDTA・4Na Solution with Phenol Red (× 10) | 細胞培養用 | 100ml | 4,200 |
| 016-21841 | 200mmol/l L-Alanyl-L-Glutamine Solution (× 100) L-グルタミンを含むジペプチドで培地中で L-グルタミンより自然分解されにくい。L-グルタミンの代替品として用いられます。 | 細胞培養用 | 100ml | 6,500 |
| 017-22231 | 30w/v% Albumin Solution, from Bovine Serum, Fatty Acid Free | 細胞培養用 | 50ml | 28,500 |
| 073-05391 | 200mmol/l L-Glutamine Solution (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 3,000 |
| 079-05511 | 45w/v% D(+)-Glucose Solution | 細胞培養用 | 100ml | 3,500 |
| 190-14881 | 100mmol/l Sodium Pyruvate Solution (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 1,800 |
| 139-15651 | MEM Non-essential Amino Acids Solution (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 2,800 |
| 132-15641 | MEM Essential Amino Acids Solution (× 50) | 細胞培養用 | 100ml | 3,000 |
| 072-05481 | 50mg/ml Gentamicin Solution | 細胞培養用 | 10ml | 8,000 |
| 112-00771 | 50mg/ml Kanamycin Solution | 細胞培養用 | 20ml | 5,000 |
| 133-15931 | 1mg/ml Mitomycin C Solution | 細胞培養用 | 1ml | 10,000 |
| 161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 4,600 |
| 168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 3,500 |
| 161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution (× 100) | 細胞培養用 | 100ml | 4,000 |
| NEW 196-15645 | Sterile Water, Endotoxin Free エンドトキシン規格値: 0.01EU/ml 以下の滅菌水です。 | 細胞培養用 | 500ml | 2,100 |
| NEW 120-05751 | Laminin Solution, from Mouse EHS Tumor | 細胞培養用 | 1ml | 28,000 |
| NEW 063-05591 | Fibronectin Solution, from Human Plasma | 細胞培養用 | 1ml | 18,000 |

和光純薬工業株式会社

本社: 〒540-8606 大阪市中央区道徳町三丁目1番2号 TEL.(06)6203-1788(営業学術部)
支店: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目5番15号 TEL.(03)3270-8243(営業学術部)
営業所: 九州(092)622-1006 中国(082)285-6381 東海(052)772-0788
横浜(045)476-2061 筑波(029)858-2278 東北(022)222-3072 北海道(011)271-0285
URL: <http://www.wako-chem.co.jp> E-mail: abchem-tec@wako-chem.co.jp
フリーダイヤル: 0120-052-039 フリーファックス: 0120-052-806

Wako Overseas Offices:

• Wako Chemicals USA, Inc. (Richmond, VA) Tel: +1-804-714-1820 <http://www.wakousa.com>
Sales Offices: Los Angeles (CA) Tel: +1-949-878-1700, Boston (MA) Tel: +1-817-264-8772
• Wako Chemicals GmbH (European Office) Tel: +49-2131-311-0 <http://www.wako-chem.co.uk>